

# ESTACIÓN Diagnóstica

SALUD CONECTADA





# Estación Diagnóstica, consultorios inteligentes

## TECNOLOGÍA EN TELEMEDICINA

Diagnóstica es telemedicina en evolución que permite conectar pacientes con profesionales de la salud de forma remota, logrando el acceso a una gran variedad de especialistas, sin demoras, de forma segura, ágil y accesible.

Mediante un conjunto de dispositivos inteligentes, posibilita controles y chequeos de salud inmediatos, incorporando nuevas tecnologías a través de "internet de las cosas" para lograr que los profesionales de la Salud cuenten en tiempo real con toda la información necesaria para realizar el Diagnóstico Médico.

**Diagnóstica propone superar las barreras de lo conocido para dar un salto hacia el futuro, promoviendo el cuidado de la salud desde la accesibilidad y la equidad, sumando tecnologías para lograr un aporte decisivo al nuevo paradigma de Salud Conectada en Latinoamérica.**

## INSTRUMENTAL MÉDICO

-  Termómetro
-  Estetoscopio
-  Dermatoscopio
-  Pulsioxímetro
-  Otoscopio
-  Tensiómetro
-  Balanza
-  Iriscopio
-  Cámara móvil HD
-  Sensor de altura

# Evolucionamos el acceso a la salud con tecnología

La Estación Diagnóstica conecta médicos y pacientes en un espacio con equipamiento de última tecnología que permite realizar exámenes de forma segura, ágil e inmediata a través de dispositivos integrados. Es una solución moderna que ayuda a agilizar los procesos de consulta médica sin demoras.



## Videoconsultas con especialistas en línea al instante

Se podrán realizar consultas médicas en línea y programar citas con especialistas de forma ágil y accesible.



**Guardia 24 hs**  
**Clínica Médica, Pediatría y**  
**Salud Mental**


## Especialidades:

- Clínica Médica
- Pediatría
- Alergia e Inmunología
- Alergología
- Andrología
- Cardiología
- Cirugía cardíaca
- Cirugía General
- Cirugía Plástica
- Cirugía Vascolar
- Cuidados Paliativos
- Dermatología
- Endocrinología
- Flebología
- Gastroenterología
- Genética
- Geriátría
- Ginecología
- Hebiatría
- Hematología
- Obstetricia
- Medicina Deportiva
- Medicina Reproductiva
- Nefrología
- Nutrición
- Obstetricia
- Oftalmología
- Oncología
- Otorrinolaringología
- Proctología
- Psicología
- Psiquiatría
- Puericultura
- Reumatología
- Tocoginecología
- Traumatología
- Urología

# Monitoreo y exámenes en tiempo real a través de un smartphone

La Estación de teleconsultas Diagnóstica es una plataforma equipada con la última tecnología en conectividad y telemetría. Los dispositivos que se encuentran integrados, envían sus datos a la nube mediante procedimientos facilitados por "internet de las cosas", permitiendo monitorear al paciente y realizar un chequeo médico remoto y en tiempo real.

Gracias a su aplicación móvil, el usuario dispone de distintas funcionalidades entre las cuales se encuentran, gestionar su historia clínica, buscar un punto de la Estación Diagnóstica en un mapa y configurar un examen express, y comandar las acciones dentro de la propia estación.



## Servicios digitales



Reserva de turnos desde la aplicación Diagnóstica



Historia clínica digital en la nube Diagnóstica



Envío electrónico de recetas y tratamientos



Envío electrónico de diagnósticos digitalizados



Localización de cada dispositivo en cabina



Geolocalización de Estaciones Diagnóstica disponibles



## Detalles del equipamiento




### INSTRUMENTAL DE DIAGNÓSTICO MÉDICO

Dentro de la Estación Diagnóstica, a ambos lados del paciente, se encuentran los instrumentos de diagnóstico médico de fácil acceso y utilización, con luces e íconos indicativos para el sencillo reconocimiento del usuario.



### DISEÑO ERGONÓMICO

Butaca Ergonómica con apoya brazos. Amplio espacio para brindar comodidad y muy fácil acceso para el mantenimiento. Diseño de Bordes redondeados que permiten dar confiabilidad para la limpieza y sanitización del habitáculo



## CONTROL INTUITIVO DE LA ESTACIÓN

La central de control de la Estación Diagnóstica, es el propio smartphone del paciente que, mediante la App de Diagnóstica que posee una interface amigable e intuitiva, comandará las acciones y elecciones del recorrido médico de su consulta.



## PUERTOS USB Y RECARGA DE DISPOSITIVOS

Dispone de puertos USB y conectores para la recarga de las baterías de cualquier dispositivo móvil. Además dispone de un soporte manos libres para operar su smartphone mientras realiza la consulta.



## ENTORNO DIAGNÓSTICA

La Estación Diagnóstica ofrece una gran amplitud y comodidad para interactuar con los dispositivos médicos para toma de registros. Dispone además de diferentes sensores que ofrecen seguridad en la atención al paciente.



## SANITIZACIÓN DE LA ESTACIÓN

Además de contar con un sanitizador de manos automático, el interior de la Estación Diagnóstica posee un sistema de sanitización de aire, integrado por un filtro UVC, que utiliza filtros Cero Partículas en el ingreso y egreso de aire del habitáculo.



## App Diagnóstica

### SISTEMA DE APERTURA DE CABINA



La app permite gestionar los consultorios, activar los dispositivos y registrar la información de salud en un solo lugar. Además, funciona como geolocalizador de las Estaciones e identificador del paciente.

# Experiencias personalizables

## INTEROPERABILIDAD

Las Estaciones Diagnóstica, son interoperables con distintos sistemas informáticos y plataformas de telemedicina. A la vez, son adaptables a las necesidades de uso e identidad de marca de cada organización o empresa.

Cada Estación Diagnóstica, que puede ser personalizada, y cada display es programable para desarrollar la información que cada cliente pretenda.

## DISEÑOS DISPONIBLES

- ✓ Capacidad de añadir tu marca y logo
- ✓ Diseños especiales de colores
- ✓ Vinilos y estampas personalizadas
- ✓ Pantalla externa adaptable
- ✓ Menu de la pantalla interna customizable



# Estación Diagnóstica en espacios públicos y zonas de tránsito.

## Smart Cities

Promueve el desarrollo de ciudades inteligentes

- Mejora la calidad de vida de los ciudadanos.
- Potencia la atención médica llegando a nuevos lugares.
- Aporta innovación tecnológica en el cuidado de la salud.
- Promueve el bienestar y estilo de vida saludable.
- Hace énfasis en la prevención para reducir factores de riesgo.

## Instituciones de salud

Optimiza recursos y extiende los alcances de atención

- Mejora la accesibilidad y profundiza el vínculo con los pacientes.
- Optimiza recursos médicos.
- Disminuye demoras en las atenciones.
- Mejora la capacidad de respuesta a las demandas con especialistas.



# Estación Diagnóstica en espacios laborales.

## Sistemas públicos de salud

Garantiza el derecho a la salud a través del acceso y equidad

- Logra un mayor alcance en la atención médica, preventiva y de promoción de la salud.
- Mejora el acceso a múltiples especialistas en zonas alejadas y con escasos recursos sanitarios.
- Descongestiona las salas de espera en hospitales y centros asistenciales.
- Optimiza recursos médicos y diagnósticos.

## Empresas e industrias

Promueve la medicina laboral in house

- Logra una mejor calidad de vida de los empleados y clima laboral.
- Aumenta la productividad derivada de la disminución de ausentismos.
- Mejora la imagen de marca del empleador -Employer Branding-
- Atrae y retiene empleados.



# Características técnicas

Dimensiones físicas externas	219 x 226,5 x 152 (centímetros)
Dimensiones físicas Internas	182 x 209 x 122 (centímetros)
Alimentación eléctrica	110 V - 220 V AC
Conectividad soportada	Ethenet / WI FI 802.11 b/g/n / 4G
Tipo de apertura de puerta	Corrediza con botón de apertura en interior
Tipo de ventilación	Forzada con filtros de aire
Iluminación perimetral	Led RGB
Iluminación interna	Led
Sonido integrado	Audio / Voz para teleconferencias
Display externo	LED 43" (Publicitario)
Display interno	LED 32" (video llamada)
Puertos disponibles	1 Puerto Power USB
Cargador de energía	1 Puerto USB para smartphones
Sanitización de Aire	Sistema de Filtrado de Aire Cero Particula
Sanitizador de manos	Automático
Apertura de puerta de Emergencia	Botón de pánico en interior

## Calidad y seguridad de la información

Diagnóstica ha sido desarrollada conforme a los más exigentes estándares y buenas prácticas relacionados con la privacidad y seguridad de la información. Todas las comunicaciones se realizan utilizando protocolos cifrados, así como también los repositorios de almacenamiento.



## Nuestros productos



### ESTACIÓN DIAGNÓSTICA

Para espacios de uso público y empresas



### MULTI DIAGNÓSTICA

Para efectores de salud



### MALETÍN DIAGNÓSTICA

Urgencias Médicas



### MI DIAGNÓSTICA

De uso en el Hogar

**Diagnóstica**  
Salud Conectada

Dirección:  
Gorriti 196, piso 4, oficina B. Edificio Cubo A, Puerto Norte.  
CP 2000, Rosario, Santa Fe  
Argentina  
Teléfono: +54 9 341 243 0066 | +54 9 341 6361361  
info@diagnostica.com.ar

www.diagnostica.io

@diagnosticasalud

