




VeinViewer®

VISION2



El visualizador de venas **VeinViewer® Vision2** de Christie Medical Holdings, es nuestro dispositivo de imagen vascular de primera calidad, para **mejorar el acceso vascular periférico**, directamente sobre la piel del paciente.



Tricolor.

Tres colores de proyección (verde, blanco, amarillo), según la preferencia del usuario.



Re-Size.

Ajusta la ventana de la imagen a tres tamaños diferentes.



Inverso.

Invierte los colores dentro del campo visual.

No invasivo.

Sobre la piel.

Utiliza luz cercana al infrarrojo para detectar sangre subcutánea y crear una imagen digital del patrón de venas superficiales proyectadas en la piel del paciente. No perjudica la salud.

Ver lo invisible.

En tiempo real.

Permite ubicar las venas clínicamente relevantes para un procedimiento periférico de hasta 10 mm de profundidad. Determina la ubicación de válvulas y bifurcaciones.

Seguridad.

Fácil traslado.

Ideal para trasladarse internamente de manera segura en los diferentes servicios de una institución de salud.



DELEC CIENTÍFICA URUGUAYA

F. García Cortinas 2357 - Piso 1
CP 11300 - Montevideo, Uruguay
Tel. (+598) 2711 4466
Móvil: (+598) (0) 93 507 500
delecuguay@delec.com.uy
www.delec.com.uy

DELEC CIENTÍFICA ARGENTINA

Aráoz 821 - C1414DPQ
C.A.B.A - Argentina
Tel. (54-11) 4775 - 8544
Móvil: (+54 9 11) 6209-1924
consultas@delec.com.ar
www.delec.com.ar



Tus habilidades. Nuestra tecnología.

Más seguridad para los pacientes.

VeinViewer® brinda a los profesionales la información elemental para evaluar **múltiples puntos de acceso**. AVINTM (Navegación Activa de Imágenes Vasculares), permite visualizar la trayectoria de la vena y verificar su permeabilidad.



Antes.

Maapeo del sitio de punción para elegir el mejor acceso vascular de acuerdo al procedimiento o tratamiento a realizar.

Durante.

Imágenes en tiempo real, lo que permite reaccionar y ajustar su técnica de inmediato para garantizar un resultado exitoso.

Después.

Confirmar la colocación exitosa de una vía intravenosa periférica, evitando complicaciones.

VeinViewer mejora la experiencia total del paciente al reducir el número de punciones, mejorar potencialmente los tiempos de permanencia del catéter intravenoso y evitar complicaciones asociadas.

CathCompass™ for VeinViewer®

CathCompass™ refleja el diámetro externo del catéter insertado para ayudar a coincidir con los calibres PIV estándar a nivel mundial.



Utiliza la tecnología NIR incomparable de VeinViewer® para iluminar las venas de los pacientes con un gráfico de referencia para el tamaño de catéter IV periférico. Exclusivo de los modelos VeinViewer® Flex y Vision2, **CathCompass™** apoya a los clínicos en el proceso de evaluación vascular antes, durante y después del procedimiento.

